

Retrouvez-nous à la SFORL du 1^{er} au 4 octobre 2025

Sonique® Nouvelle radiofréquence

Générateurs Sonique

► Consultation et bloc opératoire

Sonique® propose des générateurs offrant une précision, une sécurité et une efficacité supérieures aux dispositifs électrochirurgicaux et laser classiques.

- 4,0 MHz en monopolaire pour une coupe précise avec une température de coupe minimale.
- 1,7 MHz en bipolaire pour une coagulation efficace et maîtrisée.

- **Bipolaire TURBO**, destiné à la coagulation de vaisseaux sanguins de plus gros calibre et à la dissection bipolaire.

Disponible avec le **SmoothWave i200**



Désignation

- Générateur de radiofréquence Sonique® **SmoothWave i200**

Référence

SO-IEC6-IESU200

Désignation

- Générateur de radiofréquence Sonique® **SmoothWave i100**

Référence

SO-IEC6-IESU100



Accessoires et électrodes

- Manche monopolaire 3 boutons.
- Pinces bipolaires réutilisables et à usage unique.
- Électrode turbinale réutilisable et à usage unique.
- Large choix d'électrodes monopolaires à usage unique.



→ **Indications** : amygdalotomies, réductions turbinales, chirurgie cutanée, épistaxis, coagulation etc.

► Pour informations et renseignements, nous contacter au : **01 49 08 08 88**
ou par e-mail : **info@collinmedical.fr**