

Système d'ablation des tissus mous



- Le générateur utilise des fréquences radio de 100 kHz.
- Une fine couche de plasma, générée par un électrolyte et constituée de particules chargées, génère suffisamment d'énergie pour rompre les liaisons moléculaires organiques au sein du tissu, et faire dissoudre rapidement ce tissu, à une température relativement basse.

Avantages

- Moins de perte de sang :
→ Excellent effet de coagulation et d'hémostase.
- Faible température de travail et moins de dommages thermiques :
→ La pointe de l'électrode est à une température contrôlée entre 40 et 70°C avec une pénétration d'énergie à 100 microns.
→ Dommages thermiques réduits, notamment au sein des tissus sains et profonds, avec une récupération postopératoire rapide.
- Réduction de la douleur chez le patient.

Amygdalotomie

- Réduction volumétrique partielle des amygdales.

Réduction turbinaire


- Réduction volumétrique des cornets.

Larynx

- Exérèse de kystes épiglottiques, polypes, leucoplasies et papillomes laryngés.
- Indiqué pour le traitement des nodules et des leucoplasies des cordes vocales.

Voile du palais

- Indiqué pour l'ablation de la base de la langue, la réduction volumétrique tissulaire et l'ablation du palais mou.



- ▶ Pour informations et renseignements, nous contacter au : **01 49 08 08 88**
ou par e-mail : **info@collinmedical.fr**

BONSS
MEDICAL